

# 関節注射(肩、肘)



13 0010 肩関節注射モデル

損傷や関節炎治療のための軟組織関節注射のトレーニング用。

### 構成内容

- ・ [13 0023] “ノートレース” マーカー (1)
- ・ [13 0094] 肩モデル用注射針セット (1)
- ・ [13 0020] 肩モデルの皮膚 (1)
- ・ 肩モデル (1)
- ・ フィードバックパネル (電池入り) (1)
- ・ トレバースシルバードクター著作の“Joint and Soft Tissue Injection”


### 特長

- ・ 触診のために通常の解剖学的構造を正確に再現。(表層部も深層部も)
- ・ 簡単セッティングのフィードバックパネル (刺入位置確認用) ですぐに実習に使用できます。
- ・ 解剖学的ランドマークを図示するための“ノートレース” マーカー (あとに残らないで消えるインク) 付き。

### 習得できる技術


- ・ 患者の姿勢とその管理
- ・ 触診技術
- ・ 5箇所への注射
  - 肩峰下
  - 肩鎖関節
  - 二頭筋溝
  - 肩甲関節窩 (前方より)
  - 肩甲関節窩 (後方より)

### 注射針セットについて



肩/肘/手・手首関節注射モデル用それぞれの注射針セットがあります。ランプを点灯させる為のリード線が接続されたものです。

● 針先が少しでも破損したときはモデルの皮膚や内部電気回路にダメージを与える恐れがありますのですぐに交換して下さい。



13 0080 肘関節注射モデル

損傷や関節炎治療のための軟組織関節注射のトレーニング用。

腕はゴルフエルボーやテニスエルボー治療のための穿刺トレーニングに最適。

### 構成内容

- ・ [13 0023] “ノートレース” マーカー (1)
- ・ [13 0093] 肘モデル用注射針セット (1)
- ・ 肘モデル (1)
- ・ フィードバックパネル (電池入り) (1)
- ・ トレバースシルバードクター著作の“Joint and Soft Tissue Injection”

### 特長

- ・ スタンドに取り付けられた右腕モデルは回転します。
- ・ 簡易セッティングのフィードバックパネル (刺入位置確認用) ですぐに実習に使用できます。
- ・ 解剖学的ランドマークを図示するための“ノートレース” マーカー (あとに残らないで消えるインク) 付き。

### 習得できる技術

- ・ 患者の姿勢とその管理
- ・ 触診技術
- ・ 解剖学的ランドマークと痛みのある箇所の特定
- ・ 穿刺対象
  - テニスエルボー (上腕骨外上顆炎)
  - ゴルフエルボー (上腕骨内上顆炎)
- ・ 扇形や円錐形を行う浸潤技術のトレーニング

品番	品名	価格
13 0010	肩関節注射モデル	
13 0023	“ノートレース” マーカー	
13 0094	肩モデル用注射針セット	

※青色は交換品です。

品番	品名	価格
13 0080	肘関節注射モデル	
13 0023	“ノートレース” マーカー	
13 0093	肘モデル用注射針セット	

※青色は交換品です。