

Airway Suction Trainer "Q"


吸引シミュレータ“Qちゃん”

M85 11229-000

すばやい判断が大切な命を救う！
一時的吸引法の習得に。

新カリキュラム対応

6.呼吸循環を整える技術



■ 特長

- 模擬痰を使って一時吸引法のトレーニングができます。咽頭部は口腔と鼻腔から、気管部は気管切開部からカテーテルを挿入して吸引ができます。
- シミュレータ本体の断面が透明なため、内部のカテーテル挿入の様子を確認しながらシミュレーションできるので、グループでの実習に最適です。
- 内部がリアルに再現されているので、カテーテルを挿入時の長さの確認も行うことができます。
- メンテナンスが楽にできます。モデル部の皮膚は脱着でき、シミュレーションが終了したら水洗いできます。
- 訪問看護・在宅看護の実習トレーニングにも役立ちます。

M85 吸引シミュレータ “Qちゃん”

■ 実習項目

- 一時的吸引法（口鼻腔内吸引・気管内吸引）の習得
（* 気管内吸引は気管切開部からの手技です）



気管切開部からの吸引



口腔内吸引



鼻腔内吸引



小型吸引器での実習



CPS実習ユニットでの実習

● 仕様

本体：成人 頭部・胸部モデル
 大きさ：約W45×D23×H15cm
 材質：軟質特殊樹脂製

● 構成

モデル本体・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 体
 カテーテル 2種・・・・・・・・・・・・ 各 1 本
 （口腔・鼻腔用 14 Fr、気管内挿管用 14 Fr）
 シリンジ（注射器）（50ml）・・・・ 1 点
 トレイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 点
 模擬痰（600ml）・・・・・・・・・・・・ 1 点
 潤滑油スプレー（シリコンすべり剤）・・ 1 点
 収納ケース・・・・・・・・・・・・・・ 1 点
 取扱説明書・・・・・・・・・・・・・・ 1 点



● 交換部品



皮膚（気管部付）
11229-020



模擬痰
11229-010



潤滑油スプレー（シリコンすべり剤）
11229-030



カテーテル 2種組
11229-040

● 製品は内容・仕様・外観などが予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。一回の御注文が2万円に満たない場合は、別途送料を頂きます。

取扱店

製造元

株式会社 京都科学

URL ● <http://www.kyotokagaku.com> e-mail ● rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

本社・工場 東京支店
 〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地 〒112-0002 東京都文京区小石川5丁目20-4
 TEL.075-605-2510（直通）FAX.075-605-2519 TEL.03-3817-8071（直通）FAX.03-3817-8075
 H22.06 5000×3DK

