

ナーシング アン

フィジカルアセスメント・看護ケアトレーニング (女性全身マネキン)

ナーシング アンは、フィジカルアセスメントおよび総合的な患者ケアに関し、よりリアルでバリエーションに富んだトレーニングを行なえるよう開発された女性全身マネキンです。基礎看護技術から各科の専門的な看護ケアに至るまでの様々なトレーニングに加え、更に乳房触診、乳房切除術後ケア、産後ケアなどの為のモジュールが装着でき、成人女性に対するアセスメントケアを幅広く網羅します。またバイタルシムとの併用で、心音や呼吸音、血圧などのシミュレートが可能です。単なる手技のトレーニングにとどまらず、実際の患者と向き合うときと同じように、個々の病状を考えながらその時々に応じたケアをトレーニングすることが可能となっています。



マネキン

寸法：幅 (W) 50.0×長さ (D) 160.0cm
重量：約25.0kg



製品の特徴：

・成人女性の解剖を忠実に再現しており、下記の各種トレーニングを実施できます。

呼吸管理

- 経口／経鼻エアウェイの挿入、吸引、酸素療法、気管切開孔のケア、気管吸引

循環管理

- 静脈路確保 (左腕)、輸液ライン管理、筋肉注射、皮下注射
- ECGモニタリング
- 血圧測定 (右腕)

栄養管理

- 胃チューブの挿入・ケア・除去、経管栄養、中心静脈栄養管理、胃洗浄

排泄管理

- 導尿、浣腸、人工肛門ケア

術後管理

- 中心静脈ラインの管理、ドレーンの管理

・更に、オプションモジュールを装着することで、下記のトレーニングにも対応可能です。

- 乳房触診
- 乳房切除術後ケア
- 産後ケア：子宮底のアセスメントおよびマッサージ、会陰裂傷・痔核のケア
- 褥創のアセスメントおよびケア、腹部切開痕 (ペンローズドレーン付) のケア、切断肢のケア、大腿部の創傷ケア、デブリドマン
- 静脈瘤患者のケア
- 糖尿病性壊疽のケア

・左腕で静脈路確保／輸液を実施できます。また筋肉注射トレーニング部位として、三角筋、臀部、大腿部を利用可能です。

製品の利点：


- ・バイタルシムを接続することで、ECG・血圧・呼吸音・心音・腹部音・胎児心音、ならびに発声をシミュレートしながらのトレーニングが可能となります。
- ・バイタルシムの機能を利用し、事前に作成したシナリオを活用することで、トレーニングの標準化を図ることができます。またリモコンによるリアルタイム操作を併用することで、受講者に合わせた柔軟なトレーニング進行を行なうことが可能です。
- ・オプションの3種類のモジュール (乳房触診モジュール、乳房切除術後モジュール、産後子宮底モジュール) や創傷ケアおよび診断セットを装着することにより、トレーニングの幅が広がります。

| カタログ番号 | 商品名 |
|-----------|----------|
| 325-05050 | ナーシング アン |
| 200-10005 | バイタルシム |

ナーシング アン 構成品：

マネキン本体、入院ガウン、シリコンスプレー、取扱説明書
※ケースはオプションとなります。

オプション：

| カタログ番号 | 商品名 |
|-----------|---|
| 200-00350 | ソフトケース (全身)  |

ナーシング アンのフル機能をご使用いただくには、バイタルシムと組み合わせる必要があります。

ご用意の際にはセットでお求めください。

バイタルシムに関する詳細は28～29ページをご覧ください。

