

チョーキング チャーリー

ハイムリック法トレーニングマネキン

ハイムリック法での異物除去をトレーニングする受講者のために開発されたマネキンです。正しく手技を行うと、異物が除去されます。

- ・生体そっくりの上半身マネキンです。
- ・異物によるハイムリック腹部圧迫法のトレーニングが実施できます。



消耗品

102-00150
チョーキング チャーリー用 気道内異物
(4個入)

カタログ番号	商品名
102-00001	チョーキング チャーリー

構成品:

マネキン、気道内異物 4個、タルカムパウダー、タンクトップ、ソフトケース

レールダル PCスキルレポーティング システム

トレーニング成績の管理に画期的な使いやすさ

レサシアン スキルレポータモデルやレサシアンシミュレータを使用したCPR/CPR-Dトレーニングにおいて、各々の手技に関する客観的な評価結果をデータベース管理できます。

QCPR

「QCPRとは、レールダルが提唱する、CPRのクオリティ (Quality of CPR) を高める取組の総称です。」

QCPR™

- 受講者の行なったCPRやAED使用に関するパフォーマンスを、設定されたガイドラインに沿って数値やグラフ表示で評価できます。
- 評価結果はデータベースへ保存したり、Microsoft®Excel用にエクスポートして分析や計算を行なうことも可能です。
- 受講者やインストラクター情報もデータ管理ができます。
- 1台のデスクトップまたはノートPCから、最大8つのトレーニングステーションを同時に管理できます。
- AEDトレーナー2とAEDレサシアンを使用した場合、レールダル リンクテクノロジーがサポートされ、PCから直接AEDトレーナー2のシナリオをコントロールできます。
- ソフトウェアは弊社ウェブサイトから無償ダウンロードが可能です。

対応機種:

- レサシアン モジュラーシステム スキルレポータモデル全種
- レサシアン モジュラーシステム CPR-Dモデル全種
- AEDレサシアン スキルレポータモデル全種
- レサシアン シミュレータ

システム推奨動作環境:

OS Windows® XP
CPU Pentium® 2GHz以上
メモリ 128MB以上
ディスプレイ 1024×768ピクセル 色: 24/32bit
その他



・CD-ROMドライブ
・下記の通信ポート
[レサシアンを使用する場合]
マネキン1体につきUSBポート×1
[レサシアン シミュレータを使用する場合]
シミュレータ1体につきUSBポート×1

※USB-シリアル変換アダプタは、ご使用のコンピュータで動作保証済みの市販品をご用意ください。

カタログ番号	商品名
317000	レールダル PCスキル レポーティング システム

構成品:

ソフトウェアCD-ROM、接続ケーブル (PC-SR)

※写真のノートPCは構成品に含まれません。※付属の接続ケーブルはレサシアン専用となります。

オプション:

カタログ番号	商品名
315951	接続ケーブル(PC-SR)