


# 導尿



## 16 0150 導尿トレーナー

この新型導尿トレーナーを使うと、尿道や恥骨上からの導尿法、ならびに患者への自己導尿の指導法が習得できます。男性外性器モデルと女性外性器モデルは交換可能で、どちらも本物のような柔軟性を備えており、尿道から膀胱までのカテーテル挿入時の感触はリアルに再現されています。

### 構成内容


- ・ [16 0156] 女性導尿ユニット (1)
- ・ [16 0162] 女性導尿用括約筋キット (女性括約筋、Oリング、アンレンチ、潤滑剤含む)
- ・ [16 0152] 男性導尿ユニット (1)
- ・ [16 0159] 男性導尿用括約筋キット (男性括約筋、Oリング、アンレンチ、潤滑剤含む)
- ・ [16 0154] 導尿用包皮 (3枚組み) (1)
- ・ [15 0185] 抗菌剤 (250ml) (1)
- ・ [16 0160] カテーテル無菌包装用スリーブ (2)
- ・ [15 0183] 水性潤滑剤 (1)
- ・ 自己導尿用スタンド付き骨盤シェル (1)
- ・ プラスチック製膿盆 (1)
- ・ スタンド付トレイと1ℓ液体バッグ (1)
- ・ 14Frフォーリーカテーテル男性用 (1)
- ・ 12Frフォーリーカテーテル女性用 (1)

### 習得できる技術


- ・ 男性外性器および女性外性器の正しい扱い方
- ・ 無菌導尿
- ・ カテーテル挿入：男性用は14-16Fr、女性用は12-16Frに対応
- ・ 液体(尿)の処理 ・ カテーテル抜き取り
- ・ 間歇的自己導尿
- ・ 栓(膀胱瘻用、オプション品)を使ったときの恥骨上からのカテーテル挿入およびカテーテル操作

### オプション


- ・ [16 0158] 栓 (膀胱瘻用)




ペニスには交換可能な包皮が付属



解剖学的に正確な構造



男性用と女性用の導尿ユニットは素早く簡単に交換可能



導尿トレーナーは自己導尿用スタンドに取り付け可能

### 特長

- ・ 非ラテックス素材
- ・ 柔軟性のある尿道と抵抗感のある括約筋によりリアルな感触を再現
- ・ 漏れにくい弁
- ・ 男性外性器モデル：生体に近い尿道口、柔軟なペニス、交換可能な包皮
- ・ 女性外性器モデル：生体に近い尿道口および膣口を備えた陰唇は着脱可能
- ・ 液体バッグ(1ℓ)をスタンドに掛けることで圧力がかかり液体が流れる
- ・ 男性外性器と女性外性器モデルは容易に交換可能
- ・ 臥位と座位(自己導尿の指導用)の二通りの設置が可能
- ・ シリンジとシリコンオイルで外尿道口へのゼリー注入のシミュレーションも可能
- ・ 無菌導尿の指導用に再利用可能なカテーテルを2重包装するスリーブが付属

品番	品名	価格
16 0150	導尿トレーナー	
16 0156	女性導尿ユニット	
16 0162	女性導尿用括約筋	
16 0157	女性導尿ユニット用皮膚	
16 0158	栓 (膀胱瘻用)	
16 0159	男性導尿用括約筋	
16 0152	男性導尿ユニット	
16 0153	男性導尿ユニット用皮膚	
16 0154	導尿用包皮 (3枚組)	
15 0183	水性潤滑剤	
15 0185	抗菌剤 (250ml)	
16 0160	カテーテル無菌包装用スリーブ(2組)	

※青色は交換品、オプション品です。