


穿刺(動脈) / 関節注射(膝)



22 0995 動脈穿刺トレーニング用腕モデル

動脈採血と血液ガスモニタリングの練習やデモンストレーション用です。穿刺位置は橈骨および上腕動脈の拍動を触診することで同定できます。血液の逆流がありますので正確な穿刺が確認できます。
キャリングケース、擬似血液、注射器および針、交換用血管が付属します。



17 0020 膝関節注射モデルMk2

この膝モデルは滑液吸引技術をトレーニングするためのものです。

膝関節モデルの特長

- 使いやすさを高めたシンプルデザイン。
- 素早く取り外しできる皮膚、筋肉層、膝蓋骨(脂肪体付き)、簡単交換できる滑液包。(セルフシーリング機能)
- 1ℓの滑液供給バッグで中断のないトレーニングを実現。

構成内容

- [17 0021] 皮膚Mk2 (1) ・ [17 0022] 滑液 (250ml) (2)
- [17 0023] 滑液包Mk2 (1) ・ [13 0023] “ノートレース”マーカー (1)
- [13 0091] 膝モデル用注射針セット (1)
- ベース付脚セット (1) ・ 滑液供給バッグ及びスタンド (1)
- トレーバーシルバー博士著作の “Joint and Soft Tissue Injection”

特長

- 解剖学上の構造は骨構造に至るまで正確で触診可能です。
- 個別の筋肉と皮膚層はリアルにできており穿刺の際には抵抗感があります。
- 解剖学的ランドマークを図示するための “ノートレース” マーカー (あとに残らないで消えるインク) 付き。

習得できる技術

- 患者の姿勢とその管理
- 解剖学上の標認点の識別と触診技術
- 膝関節からの滑液の吸引を側面と正面から行える

品番	品名	価格
22 0995	動脈穿刺トレーニング用腕モデル	
22 0998	[22 0995] 用交換キット	
21 0204	擬似血液濃縮粉末	

※青色は交換品です。

品番	品名	価格
17 0020	膝関節注射モデルMk2	
17 0021	[17 0020] 用皮膚Mk2	
17 0022	[17 0020] 用滑液 (250ml)	
17 0023	[17 0020] 用滑液包Mk2	
13 0023	“ノートレース”マーカー	
13 0091	膝モデル用注射針セット	

※青色は交換品です。